務鈉惯量的测定





实验目的:

- 1、用实验方法验证刚体转动定律,并求其转动惯量(塔轮系统的转动惯量/是包括塔轮A、均匀细柱B和 B'以及一对圆柱重物加对00′转轴的转动惯量)。
- 2、学习用作图法处理实验数据。

实验仪器:

- 1、刚体转动惯量实验仪
- 2、秒表
- 3、米尺
- 4、坐标纸





实验原理:

$$mgr - M_{\mu} = I\beta = I \cdot \frac{a}{r}$$


$$h = \frac{1}{2}at^2$$

$$\therefore mgr = \frac{2hI}{r} \cdot \frac{1}{t^2} + M_{\mu}$$

$$m = \frac{2hI}{gr^2} \cdot \frac{1}{t^2} + \frac{M_{\mu}}{gr}$$

$$\therefore m = K \cdot \frac{1}{t^2} + C_1$$


$$(K=\frac{2hI}{gr^2},C_1=\frac{M_{\mu}}{gr})$$




实验条件:

- 1、轴承的摩擦力矩要视为可以恒定
- 2、引线的张力要近似等于砝码的重力

$$h = 80.0 \times 10^{-2} m, r = 3.00 \times 10^{-2} m$$






实验步骤:

- 1、调节实验装置:
- a、调节底座螺丝使转轴

垂直于水平面。

- b、调节滑轮高度, 使拉线
- 与塔轮轴垂直,并与滑轮面共面。
- c、选定砝码下落起点到地面的高度h=80cm, 并保持不变。



实验原理:

- 2、测量:
- a、取塔轮半径r=3.00cm, 质量m=15g
 - (2个砝码),保持高度h不变,测量
- 砝码下落的时间,重复测4次。
- b、更换不同质量的砝码,测量下落时间。

注意事项:

- 1、调节转轴,不紧不松。
- 2、配重物螺丝拧紧,实验中不可再调。
- 3、绕线与轴垂直,与轮相切,密排,不重叠。
- 4、砝码从固定高度由静止下落。
- 5、砝码托及每个砝码质量均为5克。
- 6、步骤3 (平行轴定理)不做。

数据记录及处理:


$$h = 80.0 \times 10^{-2} m, r = 3.00 \times 10^{-2} m$$

m(g)	15	25	35	45	55
t ₁ (s)					
t ₂ (s)					
t ₃ (s)					
t ₄ (s)					
$\overline{t}(s)$					
$\frac{1}{t^2}$					

数据记录及处理:

1、用坐标纸作 $m\sim\frac{1}{t^2}$ 曲线,求出斜率K。

$$2$$
、用 $K = \frac{2hI}{gr^2}$,求出 I 。



思考题:

1、 $m \sim \frac{1}{t^2}$ 曲线中截距的物理意义是什么?

实验结果:

 $K \approx 1$, $I \approx 10^{-3}$